




FUNKTIONSBEREICH : Untersuchung und Behandlung			
RAUMBESTELLUNG : Magnetresonanztomographie (MR)			
RAUMBESTZEICHNUNG : Diagnostikraum MRT			
RAUMID : 1.07.02.1010			
RAUMTYP : ID.10059 / MR			
STAND : 24.02.2017			
POS	KURZBESCHREIBUNG	ANZ	KENN NR
1	Wandhalterung für Rollboard	1	1.03.001
2	Spulengebiet, magnetisch, 3m	1	1.06.885
3	Wäscheschrank, magnetisch	1	1.06.914
4	Raum-Überschneidungskamera	1	1.10.845
5	Magnetresonanztomograph, 3m	1	1.13.030
6	HF-Kabels Gehäuse mit Stahlabschirmung und Abblende	1	1.13.692
7	Narkosegerät, magnetisch	1	2.03.026
8	Hochdruck-Injektions-/Perfusionssystem, mobil, MRT-tauglich	1	2.10.630
9	Patientenüberwachungsmonitor	1	2.10.017
10	Infusionspumpenkomplett, mit integriertem Akku und Netzteil, bis 100 ml/h in 0,1 ml/sch, max. Abschalldruck 120 kPa	4	2.34.220
11	MR-Caddy - Rack zur Aufnahme von 6 Infusionsgefäßen, magnetisch	1	2.34.279
12	Rollboard, klappbare Kunststoffebene, beidseitig beschichtet, reißfestes Rollrohr	1	3.04.001
13	MRI-Ständer, magnetisch, fahrbar, bis 7 Tessa geeignet	2	3.13.900
14	MRI-Stretcher, magnetisch, höhenverstellbar, bis 7 Tessa geeignet	1	3.13.920
15	Auflrht, magnetisch, 1 Stufe, einseitig beschichtet, bis 7 Tessa geeignet	1	3.13.930
16	Fahrradschl, magnetisch, schwenkbar Benutzersitz	1	3.13.940
17	Stuhl, magnetisch	1	3.13.950
18	Abfallarmiere, Doppel, magnetisch	2	3.39.802
19	Wäschesammler, Doppel, magnetisch	1	3.39.804

FUNKTIONSBEREICH	Untersuchung und Behandlung		
FUNKTIONSTELLE	Magnetresonanztomographie (MR)		
RAUMBEZEICHNUNG	Schaltraum MRT		
RAUM - NR	1.07.02_1020		
RAUMTYP	DI_10010 / Schaltraum Typ 1		
STAND	24.02.2017		
POS	KURZBESCHREIBUNG	ANZ	KENN NR
1	Schaltplatz/Arbeitsfisch, BxT 3700x800 mm	1	1.06.737.
2	Bedenpult mit 3 Tesla	1	1.113.330.
3	Bildrechner MRT	1	1.113.430.



Raumklima CT (geräteabhängig):
Raumlufteffizienz:
ganztägig: 22°C/- 2°C
Werte sind vom Nutzer nicht verstellbar

Raumlufteffizienz
Temperaturabhängig: 40% F bis 60% F
Werte sind vom Nutzer nicht verstellbar

SWK: Raumklasse 1b (erhöhter Luftwechsel, reine Zuluft mit H13-Filter)

Raumklima MR (geräteabhängig):
Raumlufteffizienz:
ganztägig: 20°C/- 2°C
Werte sind vom Nutzer nicht verstellbar

Raumlufteffizienz
Temperaturabhängig: 40% F bis 60% F
Werte sind vom Nutzer nicht verstellbar

SWK: Raumklasse 1b (erhöhter Luftwechsel, reine Zuluft mit H13-Filter)

Legende

[illegible]